

Termómetro Segutem® Digital Flexible

A PRUEBA DE AGUA MOD. DT-2RB
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR

El termómetro SEGUTEM ® digital flexible es un nueva generación de productos médicos para la salud, diseñado para proteger el medio ambiente ya que no utiliza mercurio como los termómetros tradicionales, es un dispositivo muy sensible indicado para la medición de la temperatura corporal en forma rápida y precisa, tiene las siguientes ventajas: alta precisión, rápida lectura, seguro al medio ambiente, además tiene diversas funciones: buzzer de alarma automática, auto-apagado, memoria, a prueba de agua, etc. Esta diseñado para tomar la temperatura corporal en la boca y/o axila. Puede ser utilizado tanto en casa como en clínicas y hospitales.

CARACTERISTICAS.

Termómetro digital con cabeza flexible de silicón suave a prueba de agua, utilizado para tomar la temperatura corporal, especialmente en niños.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Rango de medición: 32.0° C ~ 42.0° C
Resolución: 0.1° C
Precisión: +/- 0.1° C (36.0° C ~ 39.0° C)

FICHA TECNICA

Batería: Tipo LR41 DC 1.5 V
Vida de la batería: 200 horas.
Humedad relativa: <80%
Consumo de energía: <0.1mV
Temperatura ambiente: 5° C ~ 40° C.
Presión atmosférica: 86kPa ~ 106kPa
Clasificación: Energía continua interna, tipo BF.
Auto-apagado: Después de tomar la temperatura más alta del cuerpo humano se escuchara un "buzz", y 10 minutos después el termómetro se apagara automáticamente.
Medidas: 128 x 18mm x 10mm
Peso: 9.5g. aprox.

MODO DE EMPLEO.

- 1.- Antes de utilizar, por favor desinfecte la cabeza del termómetro digital flexible con 75% de alcohol.
- 2.- Presione el botón de encendido
- 3.- Después de presionar el botón de encendido aparecerá 188.8E en la pantalla de cristal liquido, se leerá la ultima temperatura que se haya tomado y a continuación empezara a parpadear la letra "C" lo cual indica que esta listo para tomar la temperatura.
- 4.- Cuando la temperatura corporal sea menor de 32° C aparecerá "L°C" y si es mayor a 42° C aparecerá "H°C".
- 5.- Para tomar la temperatura vía oral, ponga el extremo de la cabeza del termómetro bajo la lengua, cerrar la boca, para tomar la temperatura vía axilar ponga la cabeza del termómetro en la axila y presione el brazo contra el costado del cuerpo y mantenga firmemente.
- 6.- Cuando el símbolo "C" deje de parpadear, se escuchara un "buzz" (alarma) lo cual indica que la temperatura corporal máxima se ha tomado, en ese momento saque el termómetro de la boca o levante el brazo para retirar el termómetro.
- 7.- Después de utilizar el termómetro debe ponerlo en su estuche y guárdelo en el botiquín o en un lugar seguro.

PRECAUCIONES

- 1.- No dejar caer o desarme el termómetro.
- 2.- No hervir el termómetro, limpiar o enjuagar con un paño seco y esterilizar con alcohol.
- 3.- No usar ningún tipo de solvente ya que puede deteriorar el cuerpo del termómetro o dañar sus circuitos.
- 4.- Evite exponer el termómetro a los rayos directos del sol.
- 5.- No abrir el termómetro excepto cuando se reemplace la batería.

REEMPLAZO DE LA BATERIA.

- 1.- Cuando en la pantalla aparezca el símbolo y parpadee, esto indica que la batería debe ser reemplazada.
- 2.- Retire la tapa que cubre la batería y retírela empujando con un desarmador pequeño o pluma.
- 3.- Ponga una batería nueva tipo Ir41 con el lado positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo.
- 4.- Para prevenir contaminación ambiental, por favor deposite la batería vieja en los contenedores de basura reciclable.

REG. SSA. 2164C2002

COMERCIAL DISTRIBUIDORA APA, S.A. DE C.V.
SUR 73 # 418 COL. JUSTO SIERRA C.P. 09460
MEXICO, D.F. TEL / FAX 01 (55) 85909380
VISITENOS EN: www.codiapasa.com
E-MAIL: info@codiapasa.com
