

TERMOMETRO DIGITAL DT-01°C

INSTRUCTIVO DE OPERACION

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO CUIDADOSAMENTE ANTES DE USARSE.

ESTE TERMOMETRO ES UN DISPOSITIVO MUY SENSIBLE. PARA OBTENER RESULTADOS PRECISOS Y RAPIDOS DE LA TEMPERATURA CORPORAL ES DIFERENTE DEL TERMOMETRO DE MERCURIO. ES FACIL DE USAR. DE RESPUESTA RAPIDA. ALTA EXACTITUD, MEMORIA Y ALARMA "BEEP" QUE SEÑALA CUANDO ESTA LISTO PARA LEER LA TEMPERATURA.

ESPECIFICACIONES.

RANGO DE MEDICION:	DT-01°C 32.0°C 41.9°C
EXACTITUD:	DT-01°C $\pm 0.1^\circ\text{C}$ (ENTRE 35°C Y 39°C) $\pm 0.2^\circ\text{C}$ (DEBAJO 35°C O SOBRE 39°C)
PANTALLA:	CRISTAL LIQUIDO 3 1/2 DIGITAL
CONSUMO:	0.15 MILIWATTS
MEDIDA:	1.5V (SR41, UCC392, LR41)
VIDA DE LA PILA:	100 HRS. APROX. DE OPERACION CONTINUA
DIMENSIONES:	1.4cm x 22cm x 1.9cm
PESO:	10.5grs. APROX.
ALARMA:	LA SEÑAL SUENA APROX. 4 SEGUNDOS CUANDO SE ALCANZA LA TEMPERATURA PICO.

MODO DE EMPLEO.

1. ANTES DE USAR DESINFECTE LA PUNTA SENSOR CON ALCOHOL.
2. PRESIONE EL BOTON ON/OFF, EN LA PANTALLA SE LEERA 188.8E Y SE ESCUCHARA UN "BEEP".
3. LA MEMORIA MOSTRARA LA ULTIMA TEMPERATURA REGISTRADA DURANTE 2 SEGUNDOS, LA PANTALLA EXHIBIRA LA LETRA "L" Y °C DESTELLANDO, ENTONCES EL TERMOMETRO ESTA LISTO PARA USARSE, SI LA TEMPERATURA DE LA HABITACION ES SUPERIOR A 32.0 °C, LA PANTALLA MOSTRARA LA TEMPERATURA DE LA HABITACION Y NO LA DEL CUERPO.
4. PONGA EL EXTREMO DEL TERMOMETRO DEBAJO DE LA LENGUA, MANTENGA LA BOCA CERRADA PARA COMENZAR LA MEDICION O PONGALO DEBAJO DE LA AXILA Y CIERRE EL BRAZO.
5. LA TEMPERATURA FINAL SE MOSTRARA EN UN LAPSO DE 2 MINUTOS, EN LA PANTALLA PODRA VER QUE EL RESULTADO ESTARA DESTELLANDO Y LA SEÑAL DE ALARMA SONARA DURANTE 4 SEGUNDOS INDICANDO AL USUARIO QUE EL PROCESO HA FINALIZADO.
6. LA TEMPERATURA MOSTRADA EN LA PANTALLA ES LA TEMPERATURA CORPORAL DEL USUARIO.
7. ESTE TERMOMETRO SE APAGARA AUTOMATICAMENTE EN 10 MINUTOS APROXIMADAMENTE DESPUES DE USARSE, PERO SE RECOMIENDA QUE SE APAGUE MANUALMENTE CON EL FIN DE AHORRAR ENERGIA.
8. DESPUES DE UTILIZAR EL TERMOMETRO DEBE GUARDARLO EN SU ESTUCHE Y PONERLO EN EL BOTIQUIN O EN UN LUGAR SEGURO.

PRECAUCIONES.

1. NO DOBLAR, DEJAR CAER O DESARMAR EL TERMOMETRO.
2. NO PONER EL TERMOMETRO EN AGUA, LA PANTALLA Y LA PILA NO DEBE MOJARSE.
3. NO HERVIR EL TERMOMETRO, LIMPIAR O ENJUAGAR CON UN PAÑO SECO Y ESTERILIZAR CON ALCOHOL.
4. NO USAR NINGUN TIPO DE SOLVENTE YA QUE PUEDE DETERIORAR EL CUERPO DEL TERMOMETRO O DAÑAR LOS CIRCUITOS.
5. EVITE EXPONER EL TERMOMETRO A LOS RAYOS DIRECTOS DEL SOL.
6. NO ABRIR EL TERMOMETRO EXCEPTO CUANDO SE REEMPLACE LA BATERIA.

REEMPLAZO DE LA BATERIA.

1. CUANDO LA PANTALLA SE VEA BORROSA O NEGRA INDICA QUE LA BATERIA DEBE SER REEMPLAZADA.
2. quite la tapa que cubre la bateria y saque la bateria vieja con un objeto puntiagudo tal como una pluma o un palillo.
3. ponga una bateria nueva tipo AG3 (SR41, UCC392, LR41), con el lado positivo hacia arriba.
4. cubra nuevamente la bateria con la tapa y revise que la pantalla funcione correctamente.

GARANTIA LIMITADA.

ESTE TERMOMETRO ESTA GARANTIZADO POR 90 DIAS DESDE LA FECHA DE SU COMPRA CONTRA FALLAS DE FABRICACION BAJO EL USO NORMAL. LA GARANTIA NO CUBRE DAÑO A SU UNIDAD DEBIDO A USO INADECUADO.